



BabyCare

Art.No. 1022048

- | | |
|--|----|
| EN NASAL ASPIRATOR with protector | 1 |
| BG АСПИРАТОР ЗА НОС с капаче | 2 |
| GR ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΥΤΗΣ με καπάκι | 3 |
| SRB HR ME BiH ASPIRATOR ZA NOS sa poklopcem | 4 |
| RO ASPIRATOR NAZALE cu protector | 5 |
| RU НОСОВОЙ АСПИРАТОР с крышкой | 6 |
| AL ASPIRATOR PËR HUNDË me kapak | 7 |
| IT ASPIRATORE NASALE con tappo | 8 |
| HU ORRSZÍVÓ csepegtetővel | 9 |
| NL NEUSREINIGER met dopje | 10 |
| FR APIRATEUR NASAL avec bouchon | 11 |
| MK АСПИРАТОР ЗА НОС со заштитник | 12 |
| ES ASPIRADOR NASAL con tapita | 13 |

find us on



www.lorelli.eu

Nasal aspirator is designed to help relieve your baby's nasal congestion by brewing mucus from nose.

To use:

Squeeze the rubber bulb then gently insert the plastic neck in one of your baby's nostril. Mucus will be drawn in when you release the pressure.

To clean:

Make a mixture of warm water and a mild detergent. Place the aspirator in and squeeze and release the rubber bulb a few times in order to thoroughly clean the interior. Repeat the procedure just with warm water.

Do not clean or allow contact with soluble and chemically aggressive chemicals.

Do not leave the product in direct sunlight, near a heat or sterilizing solution for longer than recommended because this can lead to damage.

WARNING!

This product is not a toy.

Use only under adult supervision.

Content: PP, silicone;

Age: 0+

Носовият аспиратор е предназначен за почистване на носните секрети от детското носле чрез изсмукване.

Употреба:

Стиснете гумената част и внимателно поставете пластмасовият накрайник в един от отворите на нослето. Носовите секрети ще бъдат изсмукани при отпускане гумената част.

Почистване:

Направете смес от топла вода и мек почистващ препарат. Потопете аспиратора и неколkokратно стиснете и отпуснете гумената част за цялостно вътрешно почистване. Повторете процедурата само с топла вода. Не почиствайте и не допускате контакт с химически разтворими и агресивни химикали. Не оставяйте продукта на пряка слънчева светлина, близо до източници на топлина или в стерилизиращ разтвор за по-дълго от препоръчаното, тъй като това може да доведе до повреждане.

ВНИМАНИЕ!

Този продукт не е играчка.

Не оставяйте детето без родителски контрол, когато използвате продукта!

Съдържание: PP, силикон;

Възраст: 0+

** мек и безопасен ; * ефективен ; * лесна и бърза употреба;*

** спокоен сън*

Το ρινικό αναρροφητικό προορίζεται για καθάρισμα των ρινικών εκκρινμάτων από την παιδική μυτούλα μέσω αναρρόφησης.

Χρήση:

Σφίξτε το λαστιχένιο μέρος και προσεκτικά τοποθετήστε το πλαστικό ρύγχος σε ένα από τα ανοίγματα της μυτούλας. Τα ρινικά εκκρίματα θα αναρροφηθούν αφού αφήσετε το λαστιχένιο μέρος.

Καθαρισμός:

Κάντε μείγμα από ζεστό νερό και απαλό καθαριστικό. Βουτήξτε τον αναρροφητήρα και μερικές φορές σφίξτε και αφήστε το λαστιχένιο μέρος για ολικό εσωτερικό καθαρισμό. Επαναλάβετε την διαδικασία μόνο με ζεστό νερό.

Μην καθαρίζετε και μην επιτρέπετε επαφή με χημικά διαλυτικά και επιθετικά χημικά.

Μην αφήνετε το προϊόν σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε διάλυμα αποστείρωσης για χρόνο μεγαλύτερο από τον συνιστώμενο χρόνο, επειδή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.

Μην αφήνετε το παιδί χωρίς έλεγχο εκ μέρους γονέα, όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Συστατικά: PP, σιλικόνη

Ηλικία: 0+

Nazalni aspirator je dizajniran da čisti nazalni sekret iz nosa deteta usisavanjem.

Upotreba:

Stisnite gumeni deo i pažljivo umetnite plastični vrh u jednu od nozdrva. Nosni sekret će biti isisan kada se gumeni deo oslobodi.

Čišćenje:

Napravite mešavinu tople vode i blagog deterdženta.

Umočite aspirator i više puta stisnite i otpustite gumeni deo za temeljno unutrašnje čišćenje.

Ponovite postupak samo sa toplom vodom.

Nemojte čistiti ili dozvoliti kontakt sa hemijski rastvorljivim i agresivnim hemikalijama.

Ne ostavljajte proizvod na direktnoj sunčevoj svetlosti, u blizini izvora toplote ili u rastvoru za sterilizaciju duže nego što je preporučeno, jer to može prouzrokovati oštećenje.

PAŽNJA!

Ovaj proizvod nije igračka.

Ne ostavljajte dete bez roditeljske kontrole kada koristite proizvod!

Sastav: PP, silikon

Uzrast: 0+

Aspiratorul nasal este destinat curatirii scurgerilor de secreții nazale din nasucul copilului prin aspirarea lor.

Mod de folosire:

Strangeti partea de plastic si cu atentie introduceti varful de plastic in una din narile copilului.

Cand slabiti din mana partea de lastic a aparatului nasal, secretiile vor fi aspirate.

Curatare:

Amestecati apa calda si preparat de curatare.

Scufundati aspiratorul si apasati de cateva ori pe partea de plastic a aspiratorului nasal, pentru ca aspiratorul sa se poata curate in totalitate.

Reperati procedura numai cu apa calda.

Nu curățați și nu permiteți contactul cu substanțe chimice solubile și chimice agresive.

Nu lăsați produsul în lumina directă a soarelui, lângă o căldură sau soluție de sterilizare pentru mai mult decât recomandat, deoarece acest lucru poate duce la daune.

ATENȚIE!

Prezentul produs nu este o jucarie.

Nu lasati copilul fara supraveghere, atunci cand folositi produsul!

Conținut: PP, silicon;

Vârsta: 0+

Носовой аспиратор предназначен для очистки носика ребенка от выделений путем отсасывания.

Использование:

Сожмите резиновую часть и осторожно вставьте пластиковый наконечник в одно из отверстий носа. Назальные выделения будут высосаны при отпущении резиновой части.

Очистка:

Приготовьте смесь из теплой воды и мягкого моющего средства.

Погрузите аспиратор и несколько раз сожмите и ослабьте резиновую часть для полной внутренней очистки.

Повторите процедуру только с теплой водой.

Не чистите химически растворимыми и агрессивными химикатами, храните подальше.

Не оставляйте под прямыми солнечными лучами, вблизи источников тепла или в стерилизующем растворе дольше указанного, так как это может повредить изделие.

ВНИМАНИЕ!

Этот продукт не игрушка.

Не оставляйте ребенка без родительского присмотра при использовании изделия!

Содержание: PP, силикон;

Возраст: 0+

Aspiratori i hundës është krijuar për të pastruar sekrecionet e hundës nga hunda e foshnjës përmes thithje.

Përdorimi:

Shtypeni pjesën e gomës dhe vendoseni me kujdes majën plastike në njërën nga vrimat e hundës.

Sekrecionet e hundës do të thithen në lëshimin e pjesës së gomës.

Pastrimi:

Përgatitni një përzierje me ujë të ngrohtë dhe një detergjent të butë.

Zhytni aspiratorin dhe shtypeni dhe lironi pjesën e gomës disa herë për një pastrim të plotë të brendshëm.

Përsëriteni procedurën vetëm me ujë të ngrohtë.

Mos i pastroni dhe mos lejoni kontakt me kimikate të tretshme kimikisht dhe agresive.

Mos i lini produktin në rrezet e diellit direkte, pranë burimeve të nxehtësisë ose në një tretësirë sterilizuese për më shumë se sa rekomandohet, pasi kjo mund ta dëmtojë.

KUJDES!

Ky produkt nuk është lodër!

Mos e lini fëmijën pa kontroll prindëror kur përdorni produktin!

Përmbajtja: PP, silikon;

Mosha: 0+

L'aspiratore nasale è progettato per l'estrazione delle secrezioni nasali dal naso del bambino mediante l'aspirazione.

Uso:

Schiacciare la parte in gomma e inserire con attenzione la punta in plastica in uno dei forellini del nasello.

Le secrezioni nasali verranno aspirate al rilascio della parte in gomma.

Pulizia:

Preparare una miscela di acqua calda e detergente delicato. Immergere l'aspiratore e spingere e rilasciare ripetutamente la parte in gomma per un'accurata pulizia interna.

Ripetere la procedura solo con acqua calda.

Non pulire o consentire il contatto con sostanze chimiche chimicamente solubili e aggressive.

Non lasciare il prodotto alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore, o in un disinfettante per un periodo più lungo di quello raccomandato, poiché ciò potrebbe portare al danneggiamento.

ATTENZIONE!

Questo prodotto non è un giocattolo.

Non lasciare il bambino senza il controllo dei genitori quando si utilizza il prodotto!

Contenuto: PP, silicone;

Età: 0+

Az orrszívót úgy tervezték, hogy szívással eltávolítsa az orrváladékot a baba orrából.

Használat:

Nyomja össze a gumi részt, és óvatosan helyezze be a műanyag hegyet az egyik orrlyukba.

Az orrváladék a gumi rész felszabadulásakor szívódik ki.

Tisztítás:

Készítsen meleg víz és enyhe mosószer keverékét.

Merítse be az orrszívót a keverékbe, és nyomja össze és lazítsa meg többször a gumi részét a teljes belső tisztításhoz.

Ismételje meg az eljárást csak meleg vízzel.

Ne tisztítsa és kerülje az érintkezést vegyileg oldódó és agresszív vegyszerekkel.

Ne hagyja a terméket közvetlen napfényben, hőforrások közelében vagy sterilizáló oldatban az ajánlottnál hosszabb ideig, mert ez károsodást okozhat.

FIGYELEM!

Ez a termék nem játék.

Ne hagyja a gyermeket szülői felügyelet nélkül a termék használata közben!

Összetétel: PP, szilikon;

Kor: 0+

De neusreiniger is ontworpen om de neusafscheidingen uit de neus van de baby weg te zuigen.

Gebruik:

Knijp in het rubberen gedeelte en steek voorzichtig de plastic zuigtip in één van de neusgaatjes.

De neusafscheidingen worden weggezogen wanneer het rubberen gedeelte wordt losgelaten.

Reiniging:

Maak een mengsel van warm water en een mild schoonmaakmiddel.

Dompel de reiniger erin en knijp en maak het rubberen deel meerdere keren los voor een volledige reiniging vanbinnen.

Herhaal de procedure alleen met warm water.

Niet reinigen of in contact laten komen met chemisch oplosbare en agressieve chemicaliën.

Laat het product niet langer dan aanbevolen onder direct zonlicht, in de buurt van warmtebronnen of in een steriliserende oplossing plaatsen.

Dit kan namelijk schade veroorzaken.

AANDACHT!

Dit product is geen speelgoed.

Laat het kind niet zonder ouderlijk toezicht achter tijdens het gebruik van het product!

Samenstelling: PP, silicoon;

Leeftijd: 0+

L'aspirateur nasal est conçu pour nettoyer les sécrétions nasales du nez de l'enfant par aspiration.

Utilisation :

Pressez la partie en caoutchouc et insérez délicatement l'embout en plastique dans l'un des narines.

Les sécrétions nasales seront aspirées lorsque la partie en caoutchouc sera relâchée.

Nettoyage :

Faites un mélange d'eau tiède et d'un détergent doux.

Immergez l'aspirateur et pressez et relâchez à plusieurs reprises la partie en caoutchouc pour un nettoyage interne approfondi.

Répétez la procédure avec de l'eau tiède uniquement.

Ne nettoyez pas et ne laissez pas entrer en contact avec des produits chimiques chimiquement solubles et agressifs.

Ne laissez pas le produit à la lumière directe du soleil, à proximité de sources de chaleur ou dans une solution stérilisante plus longtemps que recommandé, car cela pourrait l'endommager.

ATTENTION !

Ce produit n'est pas un jouet.

Ne laissez pas l'enfant sans contrôle parental lors de l'utilisation du produit !

Composition : PP, silicone ;

Âge : 0+

Пумпицата за нос е наменета за чистење на носните секрети од детското носе преку всмукување.

Употреба:

Притиснете го гумениот дел и внимателно поставете го пластичниот крај во еден од отворите на носето. Носните секрети ќе се всмукаат со ослободување на гумениот дел.

Чистење:

Направете смеса од топла вода и меко средство за чистење.

Потопете го аспираторот, потоа притиснете го и отпуштете го гумениот дел неколку пати за внатрешно да се исчисти целосно.

Повторете ја процедурата само со топла вода.

Не чистете и не дозволувајте контакт со хемиски растворливи и агресивни хемикалии.

Не оставајте производот на директна сончева светлина, во близина на извори на топлина или во растовор за стерилизирање за подолго од препорачаното, бидејќи тоа може да доведе до оштетувања.

ВНИМАНИЕ:

Овој производ не е играчка.

Не го оставајте детето без родителска контрола кога ќе го користите производот!

Содржина: РР, силикон;

Возраст: 0 +

El aspirador nasal está diseñado para limpiar las secreciones nasales de la naricita del niño mediante succión.

Uso:

Apriete la parte de goma e inserte con cuidado la punta de plástico en uno de los orificios de la naricita.

Las secreciones nasales serán succionadas cuando se suelte la pieza de goma.

Limpieza:

Haga una mezcla de agua tibia y detergente suave.

Sumerja el aspirador y apriete y suelte repetidamente la parte de goma para una limpieza interna a fondo.

Repita el procedimiento sólo con agua tibia.

No limpiar ni permitir el contacto con productos químicos solubles o agresivos.

No deje el producto a la luz directa del sol, cerca de fuentes de calor o en una solución esterilizadora durante más tiempo del recomendado, ya que podría dañarse.

¡ATENCIÓN!

Este producto no es un juguete.

¡No deje al niño sin control utilizando el producto!

Contenido: Polypropylene, silicona;

Edad: 0+